

nexus
líder en medicina estètica

Carboxiteràpia d'avantguarda

Mou-te amb fermesa i estigues segur de tu

'Dioxage' és l'equip més avançat i de darrera generació en Carboxiteràpia dermatològica, destacant-se de la resta per la seva superior efectivitat i absència de molèsties durant la seva aplicació.

La carboxiteràpia consisteix en l'administració subcutània de diòxid de carboni (CO₂) medicinal d'alta puresa, un gas amb nombroses aplicacions en aquest camp, tal com especifiquem tot seguit.

El Diòxid de carboni és un vell conegut de la Ciència en general i de la Medicina en particular, ja que s'ha emprat i s'utilitza en nombrosos àmbits, a part del medicament estètic, en produir múltiples efectes fisiològics beneficiosos i, en conseqüència, excel·lents resultats tant terapèutics com estètics.



L'avançada teràpia de diòxid de carboni ajuda a l'estimulació del col·lagen, i ofereix un potent tractament de rejuveniment facial.

Quan es recomana la Carboxiteràpia?

Aquesta tècnica està especialment aconsellada en:

- ▶ **Rejuveniment facial i corporal**, per la seva estimulació de col·lagen. Regenera cicatrius, estries, úlceres i, és una gran aliada en teràpies postquirúrgiques.
- ▶ **Tractament de la zona periocular i les ulleres**, pel seu efecte lipolític i drenant.
- ▶ **I, a nivell corporal**, per les mateixes raons, és especialment eficaç en el tractament de **cel·lulitis, la flacciditat i el greix localitzat**.
- ▶ També es recomana en **tractaments capil·lars** per evitar i/o mitigar l'alopecia.



Aquest estiu, treu-te les ulleres

Com es du a terme el tractament?

Cada sessió dura uns 30 minuts aproximadament, en la qual, apliquem petites injeccions, amb una agulla molt fina que està acoblada a una cànula connectada al Dioxage, que s'encarrega de la regulació del CO₂.

A més d'escalfar el gas, aquest equip permet, regular la velocitat del flux de CO₂, el temps d'injecció i, monitoritzar el percentatge de dosi administrada o fluència, de forma individualitzada segons les necessitats de cada pacient.

Es recomana fer un manteniment?

L'ideal és poder efectuar d'una a dues sessions per setmana en un total de 10 sessions, cada una amb una durada de 30 minuts aproximadament, com hem comentat abans.

Un equip professional al vostre servei cada dia

Dr. Samuel Pinós, col·legiat 2825

Màster Universitari en Medicina Estètica
Especialista universitari en Medicina Estètica
Membre numerari de la Societat Espanyola de Làser Medicoquirúrgic
Director de la Plataforma Làser de Nexus Biomèdic
Director mèdic de les clíniques Nexus
Màster en Ozonoteràpia Mèdica

nexus
líder en medicina estètica