

**nexus**  
líder en medicina estètica

## FOTOREJOVENIMENT per a pells madures amb la plataforma CYNOSURE Icon™

Icon de Cynosure és la Plataforma Làser i Llum Polsada Optimitzada de referència en el camp dermatològic, gràcies a comptar amb diversos avenços tecnològics que la situen en un nivell superior quant a eficàcia i seguretat.

No obstant això, la característica més destacable d'aquesta plataforma és, sens dubte, la seva **gran versatilitat**, ja que, a part de poder tractar un gran nombre d'**alteracions dermatològiques**, també pot combinar-se amb una infinitat de tècniques per incrementar els resultats. A destacar entre aquestes combinacions les que poden realitzar-se entre els propis capçals de l'equip, com la del ER: Glass 1540 amb l'Er:Glass 2940 per a un **resurfacing** més profund, o la combinació de llum polsada optimitzada Max G™ amb el làser no ablatiu Er: Glass de 1540, que fins i tot ha conformat una nova modalitat de tractament conjunt denominat **Threeforme**. Mitjançant aquesta, podem tractar en la mateixa sessió **les lesions pigmentades i vasculares** del/de la pacient amb la font de llum polsada, per a continuació realitzar un **fotorejoventament cutani** amb el làser no ablatiu de 1540 nm.

La diferent naturalesa de les fonts lumíniques emprades i les seves radicalment diferents característiques d'emissió, permeten combinar-les seqüencialment amb absoluta seguretat i obtenir així resultats superiors. Aquestes peculiaritats confereixen a aquesta tècnica una especial utilitat per al **tractament de la pell madura**, sobretot en la dona.

Encara que l'edat d'inici dependrà de la història personal, **al voltant dels 35 anys** la pell es torna més fina i seca, i perd lluminositat alhora que tonicitat i fermesa. Apareixen arrugues profundes, flacciditat i taques. A part de l'edat biològica, **els canvis hormonaals, factors mediambientals, malalties cròniques, medicació, estrès, toxines, sedentarisme** i un llarg etcètera incrementen l'inexorable cronovelliment de la pell. Per frenar aquest procés o evitar un envelliment precoç, l'ideal seria adoptar **mesures preventives** des d'edats primerenques com ara fotoprotecció, alimentació equilibrada, evitació de tòxics com alcohol i tabac, i en general, un estil de vida saludable que inclogui també actituds vitals positives i resilient davant dels signes d'edat.



**La teràpia fotolumínica elimina taques pigmentades i vasculares, suavitza arrugues existents, aporta lluminositat, augmenta la síntesi de col·lagen i elastina i estimula els processos regeneratius de la pell en la mateixa sessió**

**El període de recuperació per a la majoria de pacients és de 3 a 5 dies. Només s'ha d'evitar l'exposició solar almenys durant 4 setmanes després de la sessió de tractament i fer servir fotoprotecció 50**

Però un cop apareixen aquests problemes inherents a la pell madura, **la teràpia fotolumínica** té molt a oferir, i especialment la tècnica que comentem ja que, en la mateixa sessió, **elimina taques pigmentades i vasculares, suavitza arrugues existents, aporta lluminositat, augmenta la síntesi de col·lagen i elastina i estimula els processos regeneratius de la pell**. A més, amb el làser no ablatiu 1540, gràcies a les diferents lents, podem tractar, segons el problema, a diferents nivells de profunditat cutània, i com actua mitjançant la formació de columnes tèrmiques en el teixit sa, el tractament presenta **menys efectes col·laterals i secundaris que els tractaments ablatius**, i alhora una convalescència menor.

**El període de recuperació** per a la majoria de pacients és de 3 a 5 dies durant el qual presenten un lleuger eritema i/o edema, perfectament compatible amb una vida sociolaboral activa. Només s'ha d'evitar l'exposició solar almenys durant 4 setmanes després de la sessió de tractament i, recomanablement, fer servir fotoprotecció 50.

Finalment esmentar les noves tècniques emergents de rejuveniment amb **làser de picosegons**, destacant entre aquestes la que brinda PicoSure mitjançant la seva lent fraccional

Focus, i una nova combinació, crida a convertir-se en un referent en un futur immediat: la del làser fraccional no ablatiu ER: Glass 1540 amb l'emissió fraccional de PicoSure. Després d'objectivar els resultats, no hi ha dubte que, amb ella, **el fotorejoventament fotolumínic**, entra en una nova dimensió ■



**Un equip professional al vostre servei cada dia**

**Consulta les promocions d'aquest mes de Clínica Nexus o informa't sobre el teu pla de tractament més adient. Demana una primera visita informativa gratuïta i oblida't de les taques.**